産科医療補償制度専用Webシステム デジタル証明書 (USBキーまたはCD-ROM) 切替え手順

2023年4月改訂



目 次

I. デジタル証明書切替えの流れ

① USBキーをご使用の分娩機関様の対応	 P 2
ステップ1:新しいデジタル証明書でWebシステムヘログイン	 P 3
ステップ2:有効期限を迎えるデジタル証明書の廃棄	 P 7
② CD-ROMをご使用の分娩機関様の対応	 P 8
ステップ1:新しいデジタル証明書の登録	 P 9
ステップ2:新しいデジタル証明書でWebシステムヘログイン	 P11
ステップ3:有効期限を迎えるデジタル証明書の削除	 P14
ステップ4:有効期限を迎えるデジタル証明書の廃棄	 P16
Ⅱ.その他	
1.デジタル証明書有効期限の確認方法	 P17
2. こんなとき、どうする?	 P18

I. デジタル証明書切替えの流れ

デジタル証明書切替えの流れは、以下となります。

① USBキーをご使用の分娩機関様の対応

USBキーをご使用の分娩機関様のデジタル証明書切替えの流れは、以下のとおりとなります。

ステップ1:新しいデジタル証明書でWebシステムへログイン・・・P3 ・新しいデジタル証明書をパソコンに挿入し、「トークンが挿入されました」という 吹き出しが表示されるか確認します。 ・新しいデジタル証明書で産科医療補償制度専用Webシステムにログインし、 パスワードの設定を行います。 ステップ2:有効期限を迎えるデジタル証明書の廃棄 ・・・P7 ・有効期限を迎えるデジタル証明書を、証明書の送付状裏面に記載の方法にて、 確実な廃棄をお願いします。

ステップ1:新しいデジタル証明書でWebシステムヘログイン



①USBキーをパソコンのUSBポートに差し込んでください。

②「トークンが挿入されました」という吹き出しが画面の右下に表示されれば成功です。



※「トークンが挿入されました」と表示されない場合は、PCを再起動し、再度USBキーを挿入してください。

③産科医療補償制度運用システムのアドレス「https://www.sanka.jcqhc.or.jp/」を入力し、 【Enter】キーをクリックしてください。
 □ 产科医療補償制度 × + ← C ● https://www.sanka.jcqhc.or.jp/
產科医療補償制度 ju CALING Council for Quality Health Care
①「https://www.sanka.jcqhc.or.jp/」と入力 ②【Enter】キーをクリックしてください。
④証明書選択画面が表示されるので、発行者が「SANKA JCQHC CA – G2」となっている証明書を 選択し、「OK」を押します。
Windows セキュリティ ×
証明書の確認
サイト www.sanka.jcqhc.or,jp に対する資格情報が必要です:
L
有効期間: 2021/02/01 から 2026/01/31
証明書のプロパティを表示します
K
OK Ŧヤンセル
 ⑤ユーザPINを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
※半角小文字で入力してください。10回連続でパスワードを間違えると、USBキーが使用でき
なくなりますのでご注意ください。 ※USPキーが使用できなくなった場合には、
(電話0120-330-637)宛てにご連絡ください。
\square - $\#$ Pin X (ePass 2003 \pounds 4 χ χ \hbar \hbar π χ
ユーザPIN:

ſ

-4-

パスワード設定の規則・・・半角英数字で8桁以上16桁以下で設定してください。

※パスワードの有効期限は「6ヶ月」です。セキュリティの観点から、定期的にパスワードを 変更してください。

	- 0
 https://www.sanka.jcqhc.or.jp/K0199Login.do 公益財団法人 日本医療機能評価機構 Japan Council for Quality Health Care 	画面表示時刻 : 2003/04/25 1634 33 ログインユーザD : 0012700016000053
バスワード変更 パマワード有効期限が過ぎました。パマワード	印刷
*パスワートは以下のルールに従ってください の半月英数字 の時日した。19時以下	
◎現在のパスワードと異なっていること	
変更後パスワード	
0010100001000001	
001101000001000001	
00101000001000001	

🧿 メニュー - 個人 - Microsoft Edge		- 0	×
🜔 🔂 https://www.sanka.jcqho	.or.jp/K0199Login.do		
山 公益財団法人 日本医療機能評価機 Japan Council for Quality Health Ca	推 re	画面表示時刻 : 2023/04/25 17:21:5 ログインユーザ D: 0012700018000053	0
	項目を選択してください		
	 < 妊産婦情報 < 妊産婦情報の確認/更新 < 転院妊産婦情報の確認 < 分娩機関情報 < 分娩機関情報 	全録/取込	
	< 引落掛金情報 > 引落掛金情報の確認		
	< 事案情報 > 事案情報の確認		
	パスワード変更 掲示板		



② CD-ROMをご使用の分娩機関様の対応

CD-ROMをご使用の分娩機関様のデジタル証明書切替えの流れは、以下の4つのステップとなります。

ステップ1:新しいデジタル証明書の登録 ・・・P9 ·新しいCD-ROMをお使いのパソコンにセットし、新しい証明書をインストール します。 ステップ2:新しいデジタル証明書でWebシステムへログイン・・・P11 ・新しいデジタル証明書で産科医療補償制度専用Webシステムにログインし、 パスワードの設定を行います。 ステップ3:有効期限を迎えるデジタル証明書の削除 ・・・P14 ・お使いのパソコンに登録されている、有効期限を迎えるデジタル証明書を 削除します。 ステップ4:有効期限を迎えるデジタル証明書の廃棄 ・・・P16 ・有効期限を迎えるデジタル証明書を、証明書の送付状裏面に記載の方法にて、 確実な廃棄をお願いします。

ステップ1:新しいデジタル証明書の登録

CD-ROM内の「Certp.p12ファイル」をダブルクリックすると以下の画面が表示されます。

①「次へ」をクリックしてください。

①「次へ」をクリッ	クレビください。
	← ■ 髪 証明者のインボート ウイザード
	証明書のインポート ウィザードの開始
	このウィザードでは、証明書、証明書信頼リスト、および証明書失効リストをディスクから証明書ストアにコピー します。
	17日時期間トトップ型/行われ27日毎月1 つ_ff_ID.5座時) デ_05足(連) たり まわけかえ 川テノア/足連
	組み物機制によりた時にされた組み音は、ユージールと確認とし、ノージを休眠した、あんはビイユジアで休眠 されたネットワーク接続を提供するための情報を含んでいます。証明音ストアは、証明音が保管されるシステ ム上の情域です。
	R tu A tr
	★仔細所 ●現在のユーザー(C)
	 ס □
	統行するには、「次へ」 をクリックしてください。
	次へ(N) キャンセル
②ファイル名は変更	せず、「次へ」をクリックしてください。
	 A state of the sta
	イー 参 高田 ほう シャー・シスピート
	インボートする証明書ファイル
	インボートするファイルを指定してください。
	ファイル名(E): ¥¥tsclient¥D¥0041300002010701.p12 参照(R)
	注意:次の形式を使うと 1 つのファイルに複数の証明書を保留できます: Personal Information Evchange, PKCS #12 / PFX P12)
	Cryptographic Message Syntax Standard- PKCS #7 証明書 (.P78)
	Microsoft シリアル化された証明 魯ストア (.SST)
	次へ(N) キャンセル
3/2/2/2222	21111」(半角数子)を入力し、「次へ」をクリックしてくたさい。
	← 😺 証明書のインボート ウイザード
	秘密キーの保護
	セキュリティを維持するために、秘密キーはパスワードで保護されています。
	秘密キーのパスワードを入力してください。
	パスワード(<u>P</u>):
	0000000
	凵 100回キーの保護を強力にする(E) このオブションを有効にすると、秘密キーがアプリケーションで使われるたびに確認を求められます。
	□ このキーをエクスポート可能にする(M)
	キーのバックアップやトランスポートを可能にします。
	□ 仮想化パースのセキュリティを使用して秘密キーを保護する(エクスポート不可)(P)
	☑ すべての拡張プロパティを含める(<u>A</u>)
	الاطرامية: ١٩٩٨م

	証明書ストア	
	証明書ストアは、証明書が保管されるシステム上の領域です。	
	Windows に証明書ストアを自動的に選択させるか、証明書の場所を	指定することができます。
	● 証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する(
	 ご明書ですべて次のストアに配置する(P) ご明書でして、 	
		参照(<u>R</u>)
		次へ(N) キャンセル
う「完了」をクリッ	クしてください。	
€ ₫	☞ 証明書のインポート ウィザード	
	証明書のインボート ウィザードの完了	
	[完了] をクリックすると、証明書がインポートされます。	
	次の設定が指定されました:	
	選びされた証明者ストア ウイザードで自動的に決定されます	
	PFX ファイル名 ¥¥tsclient¥D¥0041300002010701.p12	
		完了(上) キャンセル
⑥「OK」をクリック	ウしてください 。	
証明書の	バンポート ウィザード X	
	正しくインポートされました。	

- ステップ2:新しいデジタル証明書でWebシステムへログイン
①産科医療補償制度運用システムのアドレス「https://www.sanka.jcqhc.or.jp/」を入力し、 【Enter】キーをクリックしてください。
□ 产科医療補償制度 × +
← C (⊕ https://www.sanka.jcqhc.or.jp/
產科医療補償制度 Japan Council for Quality Health Care
①「https://www.sanka.jcqhc.or.jp/」と入力 ②【Enter】キーをクリックしてください。
②証明書選択画面が表示されるので、発行者が「SANKA JCQHC CA」となっているデジタル証明書 を選択し、「OK」を押します。
Windows ชารายวาง
証明書の選択
サイト www.sanka.jcqhc.or.jp に対する資格情報が必要です:
発行者: SANKA JCQHC CA - G2 有効期間: 2021/03/01 から 2026/02/28 証明書のプロパラィを表示します
その他

③以下のログイン画面が表示されます。ユーザーIDの表示をご確認のうえ、初回パスワードを入力 し、「ログイン」をクリックしてください。

●ユーザーID:お送りしたCD-ROMに貼付されているID(16桁の番号)が表示されるか ご確認下さい。

初回パスワード:半角小文字で「pass〇〇〇〇〇〇〇〇〇」

<pass+10桁の分娩機関管理番号 ※ (合計14桁) > を入力してください。 ※分娩機関管理番号は12月に送付の「産科医療補償責任保険 加入者証」に記載

産料医療補留制度運用システム ログイン・信	Å - Microsoft Edge	-	0
https://www.sanka.jcqhc.o	j p /welcome.do		
	産科医療補償制度運用システム ログイン		
	D [01270019600005]		
	ло-ғ « <i>{///д/уд/</i> »		
,	「「「「」」		

④最後に以下の画面が表示されますので、覚えやすいパスワードに変更し、「更新」をクリックしてください。

パスワード設定の規則・・・半角英数字で8桁以上16桁以下で設定してください。

※パスワードの有効期限は「6ヶ月」です。セキュリティの観点から、定期的にパスワードを 変更してください。

パスワード有効期限が過ぎました。パスワードを変更してください。 パスワード有効期限が過ぎました。パスワードを変更してください。 単片為充動で ●新見なのパスワードと異なっていること 要更前パスワード 要更前パスワード 要更前パスワード(確認)	パスワード有効期限が過ぎました。パスワードを変更してください。 ※パスワードす効期限が過ぎました。パスワードを変更してください。 ※パスワードは以下のルールに従ってください。 () 単角変数学 () 単角変数 () 単角変数	Ju Japan Council for Quality I	能評価機構 Health Care	画面表示時刻 : 2023/04/25 1634:33 ログインユーザD: 0012700016000053
バスワード有効期限が過ぎました。バスワードを変更してください。 ※バスワードは以下のルールに従ってください。 の単角英数字 の朝在のパスワードと異なっていること 変更物パスワード 変更後パスワード 変更後パスワード(確認)	バスワード有効期限が過ぎました。バスワードを変更してください。 ※バスワードは以下のルールに従ってください。 ① 年間以上 50世以下 ② 現在のバスワード 変更後バスワード 変更後バスワード(確認) 第1995/100001	パスワード変更		EDBJ
	601010000010000001		ハスワード有効期限か過ぎました。ハスワードを変更 ※バスワードは以下のルールに従ってください。 ①半角英数字 ③現在のバスワードと異なっていること 変更施バスワード 変更後バスワード 変更後バスワード(確認)	

🥖 メニュー - 個人 - Microsoft Edge		- o ×
🧔 🗗 https://www.sanka	j cqhc.or,jp /K0199Login.do	
如 Cable Council for Quality Here	评価機構 Jith Care	画面表示時刻 :2023/04/25 17:21:50 ログインユ ーザID :0012700018000053
	項目を選択してください	
	< 妊産婦情報 > 妊産婦情報の確認/更新 転院妊産婦情報の確認	RZIA
	< 分娩機関情報 > 分娩機関情報の確認/更新	
	< 引落掛金情報 >	
	< 事案情報 > 事案情報の確認	
	パスワード変更掲示板	
	ログアウト	

ステップ3:有効期限を迎えるデジタル証明書の削除

※削除したデジタル証明書では、Webシステムをご利用になれなくなりますので、ご注意ください。

①画面左下の検索ボックスに「インターネットオプション」と入力すると、検索結果に「インターネットオプション」が表示されますので、「開く」をクリックします。

で すべて アプリ ドキュメント ウェブ その他・◆	<i>∞Æ</i> ••••
最も一致する検索結果	
設定	インターネットオプション
ポップアップのプロックまたは許可 >	コントロール バネル
Web の検索	
、 ク インターネットオブション - Web 結果を見る >	<u>∼,</u> ⊯ 2
	1
1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	-> + + 7 +
11/29-491/29	
□ ● インターネットオブション	O H 🔁 📾 🏦 🚞 🔿 👾 🦽 🖉 あ 1400

②インターネットオプション画面が表示されますので、「コンテンツ」タブの証明書をクリックしてください。

🚷 インターネッ	~のプロパティ			?	×
全般 セキ:	1リティ プライバシ	- コンテンツ 接続	プログラム	詳細設定	
証明書 —					
	暗号化された接続	と識別のための証明書	を設定します。		
SSL	状態のクリア(<u>S</u>)	証明書(<u>C</u>)	4	発行元(<u>B</u>)	
オートコンプリ・	-				_
	オートコンプリートに カした内容を、入	よって、Web ページで前 り中に補完できます。	回入	設定(])	
フィードと We	2777				
1	フィードと Web スラ	イスは、Web サイトの更	新さ	設定(<u>N</u>)	
	れたコンテンツを In 『‐ 『ラムで表示し	ternet Explorer やその ます。	他の		
		ОК	キャンセル	適用	(<u>A</u>)

③証明書画面が表示されます。表示されているリストで「有効期限」を確認してください。
期限を過ぎていることを確認し、削除を行います。
● 証明書 × Beb(N): ×≭X75
(4) ほかの人 中間証明機関 信頼されたルート証明機関 信頼された発行元 信頼されない発行元
までたまたのは1300002001060 SANKA JCQHC CA - G2 2020/02/28 0041300002010 「発行者」が "SANKA JCQHC CA - G2 2020/02/28 0041300002010 「発行者」が "SANKA JCQHC CA - G2 2020/02/28 0041300002010
イパポートロー 127パートロー #/#/D ######(a) ステップ1で登録したデジタル証明書を削除 しないよう、「有効期限」が古いものを削除して ください。
転明書の目的 表示(1)
RUSC
④削除を行うデジタル証明書を選択して、「削除」ボタンをクリックしてください。
● 証明会 × 目e6(N)- <#X75. v
国人 はかの人 中間証明機関 信頼された兆行元 信頼されない発行元
Rifte 教術種 ブレッドリム SANKA JCCHC CA 2027/07/17 0012700015000 GOVI300002010701 SANKA JCCHC CA - 62 2026/02/28 00413000020107 SANKA JCCHC CA - 62 2026/02/28 00413000020107 BOVIA JCCHC CA - 62 2026/02/28 00413000020107
インボート(D<
奏示(1)
⑤以下のボッフアッフメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
はい() いいえ()
⑥選択したデジタル証明書が削除されます。「閉じる」ボタンをクリックして終了です。
目約(1): <すべて> ~
 (4)人 (注効の人)中間証明機関 信頼されたルート証明機関 信頼された発行元 信頼されない発行元 (4)人 (注意)の12700015000041 (4)人 (2)人 (2)人 (2)人 (2)人 (2)人 (2)人 (2)人 (2
インボート(D ゴクスボート(D) 判除(D) 詳細設定(A) 証明者の目的



Ⅱ. その他

1. デジタル証明書有効期限の確認方法
※USBキーをこ使用の場合、USBキーをパソコンのUSBボートに差し込んでください。
①産科医療補償制度運用システムのアドレス「https://www.sanka.jcqhc.or.jp/」を入力し、 【Enter】キーをクリックしてください。
□ 产科医療補償制度 × 十
← C (⊕ https://www.sanka.jcqhc.or.jp/
産科医療補償制度 ม Cability Health Care
②【Enter】キーをクリックしてください。
②証明書選択画面が表示されるので、発行者が「SANKA JCQHC CA」となっているデジタル証明書 を選択し、「証明書のプロパティを表示します」を押します。
Windows セキュリティ ×
証明書の選択
ワイト www.sanka.jcqhc.or.jp に灯する貨格情報か必要です:
第三 発行者: SANKA JCQHC CA - G2
有効期間: 2021/03/01から 2026/02/28
その他
OK Ŧヤンセル
③証明書画面が表示されます。表示されているリストで「発行先(=ID)」と「有効期限」を 確認してください。
ごの証明者の目的: ・すべてのアプリケーション ポリシー
発行者: SANKA JCQHC CA - G2 有効問題 2021/03/01 から 2005/02/28 ♥ この証明書に対応する秘密キーを持っています。
軽明巻のインストール(D) 発行者のステートメント(S)

	2. こんなとき、どうする?
1	「Webシステムヘログイン」の手順に沿って操作しているのにログイン画面が表示 されない。
	産科医療補償制度ホームページよりダウンロードするWebシステム用USBキー専用プログラ ムについて、「2017年7月以降に証明書を受け取られた方」のソフト(ePass2003)をダウン ロードしたかご確認ください。 それでも、ログイン画面が表示されない場合は、コールセンターにご連絡ください
	なお、お使いのパソコン(OS)を切替えた場合には、別途、設定が必要となります。 詳しくは、「ハンドブック システム準備編」をご覧ください。
2	ログイン画面で、10回以上ユーザーID・パスワードを誤って入力し、ログインする ことができなくなった。
	」 運営組織にてパスワードを初期化します。 コールセンターにご連絡ください。
3	現在使っているデジタル証明書の有効期限を確認したい。
	デジタル証明書選択画面より確認いただけます。 詳しくは、本冊子の17ページをご覧ください。
4	デジタル証明書を紛失した。
	「デジタル証明書紛失報告書」の提出が必要となります。 コールセンターにご連絡ください。
5	デジタル証明書を追加発行したい。
	「分娩機関登録内容変更依頼書」の提出が必要となります。 コールセンターにご連絡ください。 なお、デジタル証明書の発行には1ヶ月程度要しますので、お含み置きください。
6	デジタル証明書の媒体(USBキーまたはCD-ROM)を変更したい。
	「分娩機関登録内容変更依頼書」の提出が必要となります。 コールセンターにご連絡ください。 なお、媒体の変更にあたっては、現在ご使用のデジタル証明書を失効した後に、新しい証 明書を発行しますので、1ヶ月程度Webシステムを使用できない期間がございますので、お 含み置きください。
	産科医療補償制度専用コールセンター
	電話: U12U-33U-03 / 受付時間:午前9:00~午後5:00(土日祝日・年末年始を除く)

A113(3)23.04(改)